

EG-Sicherheitsdatenblatt**BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co.**Wilhelm-Herbst-Straße 1
D-28359 BremenTelefon: 0421/20 28-0
Telefax: 0421/20 28-100**Notfalltelefon Nr.: 0421/20 28-0****1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung****Angaben zum Produkt**Handelsname: **Durox****Angaben zum Hersteller/Lieferanten**

Hersteller/Lieferant: BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co.
Straße/Postfach: Wilhelm-Herbst-Straße 1
Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D-28359 Bremen
Telefon: 0421/20 28-0
Telefax: 0421/20 28-100
Auskunftgebender Bereich: Materialentwicklung
Notfall-Telefon: 0421/20 28-0

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen**Chemische Charakterisierung (Zubereitung)**Beschreibung: Styrol-Divinylbenzol Mischpolymerisat mit Sulfonsäure und quaternären Aminogruppen in H⁺- und OH⁻ Form.

Gefährliche Inhaltsstoffe: keine

3. Mögliche Gefahren

entfällt

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**Nach Einatmen** entfällt**Nach Hautkontakt** mit Wasser und Seife reinigen**Nach Augenkontakt** Entfernen, wie bei festen Fremdkörpern üblich und mit Wasser spülen.
Staubpartikel entfernen durch gründliches Spülen mit Wasser.**Nach Verschlucken** Erbrechen herbeiführen, ggf. Arzt aufsuchen

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung Geeignete Löschmittel keine Einschränkung Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase, weitere Angaben keine								
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen / Umweltschutzmaßnahmen keine Verfahren zur Reinigung/Aufnahme Mechanisch aufnehmen.								
7. Handhabung und Lagerung keine besonderen Anforderungen								
8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen keine Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten keine Persönliche Schutzausrüstung Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. <table><tr><td>Atemschutz</td><td>entfällt</td><td>Handschutz</td><td>entfällt</td></tr><tr><td>Augenschutz</td><td>entfällt</td><td>Körperschutz</td><td>entfällt</td></tr></table>	Atemschutz	entfällt	Handschutz	entfällt	Augenschutz	entfällt	Körperschutz	entfällt
Atemschutz	entfällt	Handschutz	entfällt					
Augenschutz	entfällt	Körperschutz	entfällt					
9. Physikalische und chemische Eigenschaften Erscheinungsbild Form: kugelförmiger Feststoff Farbe: braun Geruch: geruchlos								

Durox

Sicherheitsrelevante Daten			
pH-Wert:	neutral	Dampfdruck:	
Flammpunkt:	> 250 °C	Dichte:	1,18 g/cm ³
Explosionsgefahr:		Wasserlöslichkeit:	unlöslich
10. Stabilität und Reaktivität			
Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch bekannt.			
Gefährliche Reaktionen: keine		Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine	
11. Angaben zur Toxikologie			
keine Reizung von Haut und Schleimhaut, LD 50 > 5000 mg / kg			
12. Angaben zur Ökologie			
keine			
13. Hinweise zur Entsorgung			
kleinere Mengen können unter Beachtung örtlicher behördlicher Vorschriften zusammen mit Hausmüll entsorgt werden			
14. Angaben zum Transport			
Durox unterliegt nicht den Transportvorschriften für gefährliche Güter.			
15. Vorschriften			
Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoff-Verordnung.			
16. Sonstige Angaben			
Aussteller des Datenblattes Abteilung Materialentwicklung			
Ansprechpartner Dr. Martin Schlüter			
Überarbeitet am: 11/02/2008		Ersetzt: 11/11/2002	
Die Angaben beschreiben unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse gemäß des heutigen Standes unserer Kenntnisse. Eigenschaftszusicherungen sind daraus nicht abzuleiten.			