

Produkt-Nr. 1552-0030/1709-3000 Stand 16.02.06
Picosep / Iso-Stift
Ident-No. 8100000205

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname : Picosep 1552-0030 / Iso-Stift 1709-3000

Angaben zum Hersteller / Lieferant

Firma : Renfert GmbH, Untere Giesswiesen 2, D-78247 Hilzingen

Internet : www.renfert.com

Telefon-Nr. : +49 7731 82 08 0

Auskunftgebender Bereich / Telefon : +49 7731 82 08 49 / 59

Giftnotruf : +49 761 19 240

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung : Isoliermittel

Gefährliche Inhaltsstoffe : Xylol

Konzentration : < 12,5 %

CAS-Nr. : 1330-20-7

Gefahrensymbole : Xn

R-Sätze : 10-20/21-38

3. Mögliche Gefahren

: Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen : Für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt : Sofort abwaschen mit Wasser und Seife.

: Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt : Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken : Sofort ärztlichen Rat einholen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel : Schaum
: Kohlendioxid
: Löschpulver
: Wassersprühstrahl

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete

Löschmittel : Wasservollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Produkt selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase : Bei Brand kann freigesetzt werden:

: Kohlenmonoxid (CO)

: Kohlendioxid

Besondere Schutzausrüstung bei der

Brandbekämpfung : Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene

Vorsichtsmaßnahmen : Persönliche Schutzkleidung verwenden.

Umweltschutzmassnahmen : Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme : Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen.

: In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Produkt-Nr. 1552-0030/1709-3000 Stand 16.02.06
Picosep / Iso-Stift
Ident-No. 8100000205

Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz : Von Zündquellen fernhalten.
: Nicht rauchen.

Lagerung
Anforderung
an Lagerräume und Behälter : Behälter dicht geschlossen halten.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte : Xylol
: AGW: 100 ml/m³ = 440 mg/m³

Begrenzung und Überwachung der Exposition
: Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz
: Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
: Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Persönliche Schutzausrüstung
Atemschutz : Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Handschutz : Handschuhe aus PVC
Augenschutz : Dichtschliessende Schutzbrille

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form : flüssig
Farbe : farblos
Geruch : fast geruchlos
Zustandsänderungen
Siedepunkt : Das Produkt wurde nicht geprüft.
Flammpunkt : > 61°C
Dichte : 20°C: 0,92 - 0,99 g/cm³
Löslichkeit in Wasser : unlöslich
Viskosität : 20°C: 150 - 300 mPa.s

10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Reaktionen : Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
Gefährliche Zersetzungsprodukte : Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Toxikologische Prüfungen

Reizwirkung an der Haut : geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig
Erfahrungen aus der Praxis : Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen.
Bemerkung : Toxikologische Daten liegen nicht vor.

12. Angaben zur Ökologie

Ökotoxizität
Weitere Angaben : Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt : Muß unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer
: hierfür zugelassenen Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden.
Abfallschlüssel : 16 05 06
Ungereinigte Verpackung : Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

14. Angaben zum Transport

Produkt-Nr. 1552-0030/1709-3000 Stand 16.02.06
Picosep / Iso-Stift
Ident-No. 8100000205

Landtransport ADR/RID

Bemerkung : nicht anwendbar

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee

Bemerkung : nicht anwendbar

Lufttransport ICAO/IATA

Bemerkung : nicht anwendbar

15. Vorschriften**Kennzeichnung gemäß****EG-Richtlinien**

- : Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.
- : Obwohl dieses Produkt nicht kennzeichnungspflichtig ist, empfehlen wir, die
- : Sicherheitsratschläge zu beachten.

Nationale Vorschriften**Wassergefährdungsklasse**

- : 2 wassergefährdend
- : Selbsteinstufung

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Das Produkt ist nur zur gewerblichen Verarbeitung/Verwendung bestimmt.