

SICHERHEITSDATENBLATT

15.Januar 2001

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--|--|--|
| | HERSTELLER | Prodent GmbH Nicolaus-Zech-Strasse 36 D-96450 Coburg | | |
| I | MATERIAL | Name Spezifikation | prodental@Jewels Zahnschmuck Kristallglas | |
| I A | BESTANDTEILE | Bezeichnung Zusammensetzung | Kristallglas Kristallglas mit Metallfolie | |
| I B | RISIKEN | Bestandteile | lt. Kant. Untersuchungsbericht: Aluminium 1.15 µg/Stück Cobalt 0.001 Kupfer 0.003 Zink 0.22 Silber 0.001 Blei 0.015 Cadmium 0.001 Wismut 0.001 | |
| | | Schutzhinweise | vermeide Ingestion | |
| II | PHYS./CHEM. MERKMALE | Konsistenz Aussehen Geruch Dampfdruck Gefrierpunkt ph-Wert Siedepunkt Schmelzpunkt Schwerkraft Verdampfung Wasserlöslichkeit Zerfallsprodukte | fest farbig N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A unlöslich N/A | |
| III | BRENN- + EXPLOSIONSWERTE | Flammpunkt Flammgrenze in Luft Selbstentzündung Löschmittel Schutzhinweise | N/A N/A N/A N/A keine erforderlich | |
| IV | REAKTIONSRISIKEN | lt. Kant. Untersuchungsbericht: Festigkeit Kontaktverhalten Polymerisation Reizungsrisiko Unverträglichkeit | stabil N/A N/A gering selten allergen | |
| V | GESUNDHEITSRISIKO | Inkorporation Karzinogenität Biokompatibilität Toxizität Ingestion | nasal nein cutan nein oral ja orbital nein NTP carcinogen nicht festgestellt bioinert lt. Kant. Untersuchungsber. nicht festgestellt Kann Speiseröhren- und Magenreizungen hervorrufen. Suchen Sie dann einen Arzt auf. | |
| VI | KONTROLL- + SCHUTZMASSNAHMEN | Entsorgung Lagerung | Abfallmaterial unter Beachtung der örtlichen Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen entsorgen Kühl und trocken lagern | |
| VII | BESONDERE HINWEISE | Verwendung Haftung | Material ist nur für Fachanwender bestimmt Von Kindern fernhalten Die Informationen und Empfehlungen werden in gutem Glauben und nach bestem Wissen am o.a. Datum weitergegeben. Prodent übernimmt keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Die Informationen werden unter der Voraussetzung geliefert, dass der Anwender auf eigenen Entschluss der Verwendungszweck selbst prüft. In keinem Fall wird Prodent für Schäden jedweder Art welche sich aus dem Gebrauch oder in Verbindung mit dieser Information ergeben, verantwortlich sein. | |