

01. Stoff- / Zubereitungs- Firmenbezeichnung

Produkt:	A-Silikone putty Technik Base / Kat <i>Gammasil perfect TEC A85 / TEC A85 rapid;</i> <i>Gammasil perfect TEC A95 / TEC 3D</i>
Registrierungsnummer:	nicht anwendbar
Verwendung / Wirkungsweise:	siehe Produktinformation / Gebrauchsanweisung
Identifizierte Verwendung:	Produkt für die Zahntechnik
Firma:	Müller-Omicron GmbH & Co. KG Schlosserstraße 1 DE-51789 Lindlar
Telefon:	02266-4742-0
Fax:	02266-3417
eMail:	info@mueller-omicron.de
Homepage:	www.mueller-omicron.de
Notrufnummer:	02266-4742-0 (8:00 – 17:00)
Zuständig:	vschr@omicron-dental.de

02. Mögliche Gefahren

Physikalisch-chemische Gefahren:	keine besonderen Gefahren bekannt
Gesundheitsgefahren:	keine besonderen Gefahren bekannt
Umweltgefahren:	keine besonderen Gefahren bekannt
Andere Gefahren:	keine
Gefahrensymbole:	keine
R-Sätze:	keine

03. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Beschreibung:	Abformmaterial für zahntechnische Zwecke auf Basis von additionsvernetzenden Zwei-Komponenten-Silikonem, bestehend aus Basis- und zugehöriger Katalysatormasse.
Gefährliche Inhaltsstoffe:	entfällt

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:	keine
Nach Einatmen:	nicht anwendbar
Nach Hautkontakt:	Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt:	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken:	Ärztlicher Behandlung zuführen. Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Hinweise für den Arzt:	Symptomatisch behandeln.

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:	Löschpulver. Schaum. Kohlendioxid. Wassersprühstrahl
Ungeeignete Löschmittel:	Wasservollstrahl
Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Produkt selbst, oder seine Verbrennungsprodukte:	Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:	Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Zusätzliche Hinweise:	Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.
------------------------------	---

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Bildet mit Wasser rutschige Beläge.
Umweltschutzmaßnahmen:	Nicht in Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.
Verfahren zur Reinigung:	Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

07. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang:	Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Anforderung an Lagerräume und Behälter:	Nur im Originalbehälter aufbewahren
Zusammenlagerungshinweise:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:	Behälter dicht geschlossen halten.

08. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen	nicht anwendbar
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:	nicht relevant
Atemschutz	nicht anwendbar
Handschutz	Butylkautschuk, >120 min (EN 374)
Augenschutz	nicht anwendbar
Körperschutz	keine
Allgemeine Schutzmaßnahmen	Berührung mit den Augen vermeiden.
Hygienemaßnahmen	Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition	nicht bestimmt.

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	Knetmasse	Dichte bei 23°C [g/ml]:	ca. 1,8
Farbe:	Base: je nach Produktvariante unterschiedlich Kat: hellgrau	Verdampfungsgeschw.:	nicht bestimmt
Geruch:	charakteristisch	Dampfdruck [kPa]:	nicht bestimmt
pH-Wert:	neutral	Viskosität:	nicht bestimmt
Siedepunkt [°C]:	nicht bestimmt	Löslichkeit in Wasser:	nicht mischbar
Flammpunkt [°C]:	nicht bestimmt	Brandfördernd:	nein
Entzündlichkeit:	nicht bestimmt	Schmelzpunkt [°C]:	nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze:	nicht anwendbar	Selbstentzündung:	nicht bestimmt

Untere Explosionsgrenze:	nicht anwendbar	Zersetzungspunkt:	nicht bestimmt
---------------------------------	-----------------	--------------------------	----------------

10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Reaktionen:	Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Toxikologische Angaben

Akute Toxizität oral / dermal / inhalativ:	nicht bestimmt
Reizwirkung am Auge:	nicht bestimmt
Reizwirkung an der Haut:	nicht bestimmt
Sensibilisierung:	nicht bestimmt
Subakute / Chronische Toxizität:	nicht bestimmt
CMR-Aktivität:	nicht bestimmt
Erfahrungen aus der Praxis:	keine
Allgemeine Bemerkungen:	Toxikologische Daten liegen keine vor. Keine Einstufung nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie.

12. Umweltbezogene Angaben

Fisch- / Daphnien- / Bakterientoxizität:	nicht bestimmt
Verhalten in Umweltkompartimenten:	nicht bestimmt
Verhalten in Kläranlagen:	nicht bestimmt
Biologische Abbaubarkeit:	nicht bestimmt
Chemischer (CSB) / Biochemischer (BSB5) Sauerstoffbedarf:	nicht bestimmt
AOX-Hinweis:	Keine gefährlichen Bestandteile enthalten.
2006/11/EG:	nicht bestimmt
Allgemeine Hinweise:	Ökologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor. Keine Einstufung nach Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt	Wegen Recycling Hersteller ansprechen. Entsorgung mit den Behörden gegebenenfalls abstimmen.
Ungereinigte Verpackungen	Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
AAV-Nr. (empfohlen)	070799, Abfälle a.n.g.

14. Angaben zum Transport**Klassifizierung nach ADR:**

Klassifizierung nach ADR:	kein Gefahrgut
Klassifizierungscode:	-
Gefahrzettel:	-
ADR LQ	-
ADR 1.1.3.6 (8.6):	Beförderungskategorie (Tunnelbeschränkungscode): -

Klassifizierung nach IMDG:

Klassifizierung nach IMDG:	not classified as « Dangerous Goods »
EMS:	-
Gefahrzettel:	-
IMDG LQ:	-

Klassifizierung nach IATA:

Klassifizierung nach IATA:	not classified as « Dangerous Goods »-
Gefahrzettel:	-

15. Rechtsvorschriften

Expositionsszenario:	nicht bestimmt
Stoffsicherheitsbeurteilung:	nicht bestimmt
Kennzeichnung	Das Produkt ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig.
Gefahrensymbole	keine
R-Sätze:	keine
S-Sätze:	keine
Besondere Kennzeichnung:	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Anwender erhältlich.
Zulassung, TITEL VII:	nicht anwendbar
Beschränkung, TITEL VIII:	nicht anwendbar
EU-VORSCHRIFTEN:	1967/548 (2008/58, 30. ATP/ 31. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006.
TRANSPORT-VORSCHRIFTEN:	ADR (2009); IMDG-Code (34. Amdt.); IATA-DGR (2009).
Nationale Vorschriften (DE):	Gefahrstoffverordnung - GefStoffV 2004; Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG; Wasserhaushaltsgesetz - WHG; TRG 300; TRGS: 200, 220, 615, 900, 905.
Wassergefährdungsklasse:	1, gem. VwVwS vom 27.07.2005 (Stand 2009)
Störfallverordnung:	nein
Klassifizierung nach TA-Luft:	nicht anwendbar
GISBAU, Produktcode:	nicht bestimmt
VCI-Lagerklasse:	nicht bestimmt
Sonstige Vorschriften:	nicht anwendbar
BfR-Registrierungsnr.:	nicht bestimmt

16. Sonstige Angaben

R-Sätze (Kapitel 03):	nicht anwendbar
Beschäftigungsbeschränkung:	nicht anwendbar
VOC (1999/13/EG)	nicht bestimmt
Zolltarif	nicht bestimmt

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.